

Näomask.

### **Mis on näomask?**

Näomaski kasutatakse sellise hambumusprobleemi korral, kui alalõug asub ülalõuast eespool ning ülalõua kasv on pidurdunud. Näomask toetub lõuatsile ja otsmikule ning suus oleva aparadi konksude külge kinnitatakse see kummisikutitega.

### **Kuidas näomaski paigaldatakse?**

Patsiendile on suhu kinnitatud kas kiire palatinaalne laiendusaparaat või Quad Helix. Suus olevale aparadile on laboris joodetud konksud.

Kõigepealt tuleb panna kummisikutid suus olevatele konksudele, seejärel tuleks asetada mask näole. Ühe käega peaks aparati kinni hoidma ning teisega tuleks venitada kummisikut maskile. Sama tuleks korrata teise poolega.

Eemaldamiseks tuleks hoida maski kinni ning vabastada sikutid.

### **Kui aparaat on paigaldatud.**

Aparaati tuleks kanda aktiivse perioodi vältel 12-14 tundi ööpäevas. Aparadi toime sõltub otseselt patsiendi koostööst (kas aparati kantakse korralikult või mitte).

Esimestel päevadel võib esineda hammaste tundlikkust, mis peaks kaduma mõne päeva jooksul.

### **Kui kaua kestab näomaskiga ravi?**

Ortodontiline ravi näomaskiga kestab 6-12 kuud.

**NB! Igal kontrollvisiidil peaks aparaat kaasas olema.**



Näomask

